

- ✓ **ตรวจวัดน้ำตาลและกรดยูริก**
- 💧 **ใช้เลือดปริมาณน้อย**
0.5 ไมโครลิตร สำหรับกลูโคส
3 ไมโครลิตร สำหรับกรดยูริก
- ⚡ **ใช้งานง่าย รวดเร็ว**
กลูโคส 5 วินาที , กรดยูริก 30 วินาที
- 🔌 **แหล่งพลังงาน**
ใช้แหล่งพลังงานจากถ่านกระดุมลิเทียม 1 ก้อน
- 📦 **บันทึกผลการตรวจ**
กลูโคส 50 ค่า , กรดยูริก 50 ค่า





คุณสมบัติเฉพาะ

ช่วงการวัด	กลูโคส : 20-600 mg/dL ยูริก : 3-20 mg/dL
ผลการทดสอบ	เทียบเท่ากับลาสมากลูโคสหรือกรดยูริก
ตัวอย่าง	เลือดครบส่วนจากเส้นเลือดฝอย (สำหรับบุคคลทั่วไป) หรือ เลือดดำ (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)
ปริมาณตัวอย่าง	กลูโคสประมาณ 0.5 µL กรดยูริกประมาณ 3 µL
ระยะเวลาวัดผล	กลูโคส : 5 วินาที , กรดยูริก : 30 วินาที
หน่วยความจำ	กลูโคส : 50 ค่า , กรดยูริก 50 ค่า
การปิดเครื่องอัตโนมัติ	หลังไม่มีการใช้งาน 1 นาที
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	ประมาณ 1,000 ครั้ง
หน่วยการวัด	mg/dL
ขนาดเครื่อง	84.7 X 52 x 18 มม. (ยาว x กว้าง x หนา)
ขนาดหน้าจอแสดงผล	35.6 x 32.8 มม. (ยาว x กว้าง)
น้ำหนักตัวเครื่อง	50 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
อุณหภูมิในการเก็บ/ขนส่งแถบ	2-30°C; ความชื้น ≤ 90%RH
เงื่อนไขการเก็บ/ขนส่งเครื่อง	0-55°C; ความชื้น ≤ 90%RH
อุณหภูมิขณะใช้งาน	8-37°C (ใช้งานในร่มเท่านั้น)
ช่วงค่าฮีมาโตคริต	30%-55%
เวอร์ชันซอฟต์แวร์	1.0
ระยะเวลาประกัน	2 ปี

ค่าความแม่นยำ (Accuracy)

ประเภท	ช่วงค่าการวัด	ช่วงความแม่นยำ
GLU	20-100 mg/dL	≤ ± 15 mg/dL
	100-600 mg/dL	≤ ± 15%
UA	3.0-6.0 mg/dL	< 0.9 mg/dL
	6.0-20.0 mg/dL	≤ 15%



ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย : บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส์ จำกัด

ที่อยู่ 523/15 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร : 02-462-8546 เว็บไซต์ : www.3cmedical.co.th Line : @3cmedical

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้